

はち丸ネットワーク  
多職種連携ツール（チャットルーム）  
モバイルアプリ版の紹介について



- はち丸ネットワークのモバイルアプリについて、ブラウザ版との比較を説明します。

## ■ WEB（ブラウザ）とモバイルアプリの比較

No.	システム	WEB版	モバイルアプリ	概要
1	ポータル	○	×	はち丸ネットワークログイン後、各システムへ繋ぐ機能
2	チャットルーム	○	○	患者チャット、一般チャットに投稿を行う機能
3	チャット管理システム	○	×	患者チャット、グループチャット等のチャットに関連する設定を管理する機能
4	施設利用者管理	○	×	多職種連携の施設・利用者の管理を行う機能
5	ID管理システム	○	×	施設・利用者・患者の管理を行う機能
6	診療情報ビューア	○	×	特定の患者について診療データを閲覧する機能
7	文書送受信システム	○	×	医療文書の送受信を行う機能
8	文書交換実績閲覧	○	×	医療文書の交換実績を閲覧する機能
9	文書作成システム	○	×	各種医療文書等を作成する機能
10	Team 看護・介護連携ツール	○	×	訪問看護・介護事業者を対象とした在宅 看護の実績を入力・連携するツール

## ■ インストール

- ◆ OS毎に各ストアからアプリをインストール。  
【iOS】


### 2. アプリのインストール

下記のアップルアイコンをクリックしてアプリをダウンロードします。



上記アイコンからダウンロードできない場合は、AppStore からアプリを検索してダウンロードします。

App Store を開きます。



『検索』をタップ後、「はち丸ネットワーク」で検索し、アプリを表示します。



『入手』をタップします。



## 【Android】


### 2. アプリのインストール

下記のグーグルアイコンをタップしてダウンロードサイトを開きます。



上記アイコンからダウンロードできない場合は、Play ストアからアプリを検索してダウンロードします。

Play ストアを開きます。



「はち丸ネットワーク」と検索し、アプリを表示します。



## ■ 証明書発行


- ◆ 「証明書の追加発行」から**モバイルアプリ用の証明書**を発行。

※iOS端末の場合は「iOSモバイルアプリ」を選択します。

「端末種別から「Androidモバイルアプリ」を選択し、OKを押します。

## ■ 通信方式

- ◆ アプリ版では**VPN (FortiClient) 接続は不要**。



※インターネットを經由して接続する場合の最低限のガイドライン「IPsecによるVPN接続等当を利用せずHTTPSを利用する場合、TLSのプロトコルバージョンをTLS1.3以上に限定した上で、クライアント証明書を利用したTLSクライアント認証を実施すること」に準拠。

## ■ ログイン

- ◆ アプリ起動時にログインが必要（任意でIDのみ保存可能）。

ログイン 地域変更

Youチャット

ID入力

PASS入力

次回からID入力を省略する  
共有の場合はチェックを外してください

ログイン

前回ログインしたIDが記録されるため、複数人で同一端末を利用する場合は注意が必要です。

# 6. ログイン（生体認証）

## ■ ログイン（生体認証）

- ◆ 生体認証（指紋、顔）を使用することにより、次回以降自動的にID・パスワード入力を省略してログインが可能。

前回ログインしたID・パスワードが記録されるため、複数人で同一端末を利用する場合は注意が必要です。




### OS標準画面

#### iOSの例



#### Androidの例





## ■ メール通知と同時にアプリへPush通知

- ◆ メール通知設定により、同様の内容がアプリ起動時及び、アプリを非起動時にPush通知として表示される。


### 【Web版】

#### メール通知



### 【アプリ版】

#### アプリ起動時 (画面上部通知)




#### アプリ非起動時 (通知センター)



## 8. 通知バッジ（通知件数表示）

### ■ 通知メッセージの件数表示

- ◆ Youチャットアイコンの右上に通知メッセージの件数が表示されます。  
チャットルームへの投稿及び担当者の追加／削除の通知件数が表示されます。



# 9. 患者チャットルーム検索

- 患者チャットルームのバーコード検索（アプリ版のみの機能）
  - ◆ 患者チャットルーム一覧、上部の『バーコード読取』をタップすることで端末のカメラが起動し、はち丸ネットワークカードのバーコードを読み取ることで該当する患者チャットを開く。

